

Microtube Biosigma

I nostri microtubi si presentano sul mercato con una vasta gamma. Si parte da 6 distinti modelli che possono essere forniti al cliente in varie combinazioni e specialmente **sterili**.
I nostri modelli sono classificati per volumi : 0,5 - 1,5 e 2 ml e a loro volta si distinguono in provette con o senza base. Una delle loro caratteristiche è il profilo esterno che consente di adattarsi a vari modelli di rack. Ogni modello può essere assemblato con 3 tipologie di tappi: 1- normale 2 - con adattatore per dischetti colorati 3 - con adattatore per dischetti colorati e collare. Ogni tappo è fornito con o senza la guarnizione siliconica (O-Ring). I dischetti possono essere forniti in 6 colori diversi.

È in grado di sopportare centrifugazione ad alta velocità fino a 25.000g e temperature da -80 °C a + 121 °C. Autoclavabili a 121 °C

Biosigma's Microtubes

A complete range of 6 different models supplied in various combination. Models are classified on volume's base "0,5 - 1,5 - 2 ml" and they are divided in CONICAL or SKIRTED.
Their main characteristic is the presence of external edges that permit them to fit to the various types of racks.
Every model can be assembled with 3 different type of caps: 1) NORMAL; 2) WITH CAP INSERT ADAPTOR; 3) With cap insert adaptor + COLLAR. Each cap can be supplied WITH or WITHOUT O-RING.
Both caps and cap inserts are supplied in 6 DIFFERENT COLOURS.

Our microtubes withstand high speed centrifugation up to 25.000g and temperatures from -80 °C to + 121 °C. Autoclavable to 121 °C

3 Tipi di Tappi

- Standard H6,90 Ø1,34
- Con alloggiamento per dischetti colorati H8,30 Ø1,34
- Con alloggiamento per dischetti colorati e collare H8,30 Ø1,34



3 Types of caps

- Standard H6,90 Ø1,34
- With cap-insert H8,30 Ø1,34
- With cap-insert and collar H8,30 Ø1,34

Descrizione Immagini - Image Description



Visione frontale microtube senza base
Frontal view of microtube without base



Visione frontale microtube con base
Visione dal basso microtube con base
Frontal view of microtube self-standing
Lower view of self-standing microtube



Visione tappo normale
Standard cap



Visione tappo per dischetti colorati con collare
With cap-insert adaptor + collar



BSM900
Guarnizione siliconata (O-Ring)



BSM5827 - 4-Ways Rack

In polipropilene, autoclavabile a 121 °C
In polypropylene autoclavable to 121 °C

Ultimo Livello : l'ultima fila di fori di innesto, può essere anche utilizzata come work-station per microtube a tappo esterno. Possono essere avvitate/svitate con una sola mano, grazie alla speciale conformazione interna del foro.

Terzo livello : Rack per microtube da 1,5 e 2 ml

Secondo livello : Rack per microtube da 0,5 ml

Livello base : Rack per microtube da 0,2 ml

Top level : Last line of holes (top level) is also a workstation for microtubes so they can be opened and closed just using one hand. Thanks to the locking system the tubes securely locks and not turn.

Third level: Rack for 1,5 ml and 2 ml microtubes snap cap and screw cap microtubes.

Second level: Rack for 0,5 ml microtubes snap cap

Lower level: Rack for 0,2 ml microtubes snap cap

Disponibile in: blu (/AZ), rosso (/RO), verde (/V)
Available in: blue (/AZ), red (/RO), green (/V)

L 18,5 P 12,0 H 5,50 cm

| Codice / Code | Colore | Colour |
|---------------|--------|--------|
| BSM5827/AZ | Blu | Blue |
| BSM5827/RO | Rosso | Red |
| BSM5827/V | Verde | Green |

Microtube tappo a vite, sterili - Sterile screw cap microtubes

Microtube 0,5 ml



BSM601/S
H 4,67mm



BSM602/S
H 4,75mm



BSM603/S
H 4,75mm



BSM714/S
H 4,73mm



BSM715/S
H 4,81mm



BSM716/S
H 4,81mm

Microtube 1,5 ml



BSM624
H 4,67mm



BSM624/S
H 4,67mm



BSM625/S
H 4,75mm



BSM626/S
H 4,75mm



BSM634
H 4,73mm



BSM634/S
H 4,73mm



BSM635/S
H 4,81mm



BSM636/S
H 4,81mm

Microtube 2 ml



BSM744/S
H 4,69mm



BSM745/S
H 4,77mm



BSM746/S
H 4,77mm



BSM754/S
H 4,73mm



BSM755/S
H 4,81mm



BSM756/S
H 4,81mm

Tutti i microtube, possono essere diversificati con l'utilizzo dei dischetti colorati, nelle seguenti codifiche:
All microtubes can be diversified by using color code inserts, as follows:

Dischetti colorati
Cap Insert



| Part. | Color | Colore |
|-----------|------------|---------|
| BSM910/AZ | Light Blue | Azzurro |
| BSM910/BI | White | Bianco |
| BSM910/G | Yellow | Giallo |
| BSM910/RA | Pink | Rosa |
| BSM910/RO | Red | Rosso |
| BSM910/V | Green | Verde |