

Vacustopper™

BSO013



BSO016



BSO113

Tappo Vacustopper in polietilene Ø 13 mm per richiusura provette vuoto predeterminato dopo prelievo venoso, utilizzabile su provette: **BD Vacutainer®**, **Venosafe® Terumo**, **Vacurette® Greiner-Bio One**.

La sua particolare conformazione interna, permette al tappo di adattarsi a provette di vari spessori o forme. *Vacustopper in polyethylene Ø 13 mm for vacuum tubes reclosing. His particular internal configuration allows the cap to be used with tubes of several thickness or shapes.*

BSO116

Idem BSO113 con Ø 16mm
Idem BSO113 with Ø 16 mm



BSO1131

Tappo diam. 13mm in PE, per richiusura provette sottovuoto.

BSO1161

Tappo diam. 16mm in PE, per richiusura provette sottovuoto.