


















Provette con Anticoagulanti - Blood collecting tubes

Le Provette con anticoagulante sono confezionate in rack di polistirolo espanso da 50 pz.

All our collecting tubes are racked by 50 pcs.

	KF + Na2EDTA 	K2EDTA 	K3EDTA 	K3EDTA 	Lito Eparina Lithium Heparin 	Sodio Citrato Sodium Citrate 	Sodio Citrato Sodium Citrate 	Sodio Citrato Sodium Citrate 	Sodio Citrato Sodium Citrate 	Sodio Citrato Sodium Citrate 
in PP, Ø 12 x 56 mm. 	BST162 per 2,5 ml di sangue <i>for 2,5 ml of blood</i>	BST086 per 1ml di sangue <i>for 1 ml of blood</i>	BST077 per 2,5 ml di sangue <i>for 2,5 ml of blood</i>		BST045 per 2,5 ml di sangue <i>for 2,5 ml of blood</i>			BST128 con 0,25 ml Na Citrato <i>with 0,25 ml Na Citrate</i>		
in PP, Ø 16 x 60 mm. 			BST079 per 2,5 ml di sangue <i>for 2,5 ml of blood</i>		BST044 per 0,25 ml di sangue <i>for 0,25 ml of blood</i>					
in PP, Ø 13 x 75 mm. 					BST046 per 3 ml di sangue <i>for 3 ml of blood</i>	BST168 con 0,3 ml Na Citrato <i>with 0,3 ml Na Citrate</i>				BST170 con 0,3 ml Na Citrato <i>with 0,3 ml Na Citrate</i>
in PP, Ø 13 x 75 mm. Rubber pierceable stopper (tappo perforabile in gomma) 			BSS555 per 3 ml di sangue <i>for 3 ml of blood</i>	BSS555/VI per 3 ml di sangue <i>for 3 ml of blood</i>						
in PP, Ø 12 x 86 mm. 	BST160 per 2,5 ml di sangue <i>for 2,5 ml of blood</i>	BST084 per 2,5 ml di sangue <i>for 2,5 ml of blood</i>	BST073 per 2,5 ml di sangue <i>for 2,5 ml of blood</i>		BST042 per 0,25 ml di sangue <i>for 0,25 ml of blood</i>		BST096 con 0,5 ml Na Citrato <i>with 0,5 ml Na Citrate</i>	BST125 con 0,25 ml Na Citrato <i>with 0,25 ml Na Citrate</i>		BST115 con 0,5 ml Na Citrato <i>with 0,5 ml Na Citrate</i>
in PP, Ø 16 x 60 mm. 			BST078 per 5 ml di sangue <i>for 5 ml of blood</i>							
in PP, Ø 12 x 86 mm. 			BST072 per 5 ml di sangue <i>for 5 ml of blood</i>		BST041 per 5 ml di sangue <i>for 5 ml of blood</i>					



Provette con Anticoagulanti - Blood collecting tubes

BSTA18

Provette con granuli + acceleratore di coagulazione, in vassoio, tappo bianco, Vol. 10 ml, \varnothing 16 x 100 mm, in polipropilene.

Test tubes with granular separators and coagulation accelerator, racked, white stopper
Vol. 10 ml, \varnothing 16 x 100 mm, in pp.

BSTA19 Idem BSTA18 Etichettate / Labelled.



BST001

Provette con gel di silicone + acceleratore di coagulazione, in vassoio vol. 10 ml, \varnothing 16 x 100 mm, in metacrilato, tappo rosso.

Test tubes with silicon gel separator and coagulation accelerator, racked, red stopper.
vol. 10 ml, \varnothing 16 x 100 mm

BST002 Idem BST001 Etichettate / Labelled.



BSTA21

Provette con granuli + acceleratore di coagulazione, in vassoio, tappo bianco vol. 10 ml, \varnothing 16 x 100 mm, in metacrilato.

Test tubes with granular separators and coagulation accelerator, racked, white stopper
vol. 10 ml, \varnothing 16 x 100 mm, acrylic test-tube.

BSTA22 Idem BSTA21 Etichettate / Labelled.



BST005

Provette con gel di silicone + acceleratore di coagulazione, in vassoio vol. 5 ml, \varnothing 12 x 86 mm, in metacrilato, tappo rosso.

Test tubes with silicon gel separator and coagulation accelerator, racked, red stopper
vol. 5 ml, \varnothing 12 x 86 mm.

BST006 Idem BST005 Etichettate / Labelled.



BSTA23

Provette con granuli + acceleratore di coagulazione, in vassoio, tappo bianco, Vol. 5 ml, \varnothing 12 x 86 mm, in metacrilato.

Test tubes with granular separators and coagulation accelerator, racked, white stopper
vol. 5 ml, \varnothing 12 x 86 mm, acrylic test-tube.

BSTA24 Idem BSTA23 Etichettate / Labelled.



BSTA33

Provette con granuli + acceleratore di coagulazione, in vassoio, tappo bianco, vol. 4 ml, \varnothing 13 x 75 mm, in metacrilato.

Test tubes with granular separators and coagulation accelerator, racked, white stopper
vol. 4 ml, \varnothing 13 x 75 mm, acrylic test-tube.

BST034 Idem BSTA33 Etichettate / Labelled.

