

# Pipette Pasteur - Microtips, Pasteur Pipettes



	BSV136	BSV134	BSV140	BSV170	BSV160	BSV150	BSV143	BSV180
Descrizione Description	<b>3 ml</b> Graduated	<b>1 ml</b> Graduated	Fast Read	A Spatola Puddle 50 µl	A Spatola Puddle 30 µl	Per Test In Card For Card Test	M.T.	10 ml
Conf. Pack Size	6 x 500	6 x 500	6 x 1000	10 x 1000	10 x 1000	10 x 1000	6 x 500	6 x 250
Lunghezza Length mm	155	145	125	125	135	70	148	160
Graduazione Graduation	0,5 ml	0,25 ml	None	None	None	None	None	None
Cap.Bulbo Bulb draw	3,5 ml	3,5 ml	1 ml	0,2 ml	0,2 ml	1 ml	1 ml	10 ml
Sterili in Conf. 5 pz. Sterile Peel pack of 5 pcs	BSV137 3ml	BSV135 1ml	<b>Pipette sterili, conf. 1.000 pz</b> <b>Sterile pipettes, box 1.000 pcs</b>					
Sterili in Conf. Singola. Sterile Individual Peel Pack	BSV1371 3ml	BSV1351 1ml						

## BSV140

Pipetta Fast-Read ideale per distribuire nelle cellette dei vetrini Fast-Read una goccia standardizzata di sedimento urinario.

*Fast-Read Pipette designed to dispense a standardized drop of urine sediment into the "Fast-Read 102" slide.*

## BSV143

M-T Pipetta® adatta alla nostra provetta **BSP074** permette di standardizzare la concentrazione del sedimento urinario da 10 a 1 ml.

*M-T Pipette® fits to our tube BSP074 to standardize the urine sediment concentration from 10 to 1 ml.*

## BSV180

Pipetta a Bulbo Variabile per il trasferimento e standardizzazione di 10 ml di urina da inserire nelle provette coniche (**BSP074**, Utilizzabili con strumentazione automatica.)

*Pipette for a clean and fast transfer of 10 ml urine from pot to tube (BSP074, utilizable on automatic apparatus).*