

# Sistemi per V.e.s. - E.s.r. System

## BSV012

BIO-VES pipetta per V.E.S.in vetro monouso, graduata, con pistone aspiratore  
*BIO-VES, E.S.R. glass Pipettes, graduated, with piston*



## BSV011

SUPPORTO per BIO-VES a 10 posti in ABS ANTIURTO  
*E.S.R. RACK 10 Places in ABS*



## BSV0121

Provetta per VES per 1 ml di sangue con NA Citrato Ø 12 x 56 mm, graduata a 1 ml, fondo tondo, tappo perforabile in gomma nera, etichettata, in polipropilene.  
*E.S.R. TUBE for 1 ml of BLOOD with Na Citrate Ø 12 x 56 mm, graduated 1 ml, cylindrical, pierceable rubber cap, labeled, in polypropylene.*



## BST128

Provetta con 0,25 ml NA Citrato Ø 12 x 56 mm, tappo rosa, etichettata, non perforabile, in polipropilene.  
*E.S.R. TUBE with 0,25 ml NACitrate, for 1 ml of blood, Ø 12 x 56 mm, pink stopper, labelled, with no pierceable stopper, in polypropylene.*



## BSV018

Sedi-Pette™ ESR pipetta graduata in plastica

Tale sistema consente una rapida esecuzione della prova ottenendo gli stessi risultati del metodo Westergren. La parte superiore della pipetta contiene un filtro che consente il raggiungimento del livello "0" in modo semplice e sicuro. Nella parte inferiore del tubo, viene inserito un pistone in plastica che consente alla pipetta il riempimento rapido grazie alla pressione esercitata dentro il tubo. Una chiara serigrafia da "0" a "170", permette una facile e immediata lettura.

*Sedi-Pette™ ESR graduated Pipette in plastic.*

*Such system allows a rapid test's execution obtaining the same results of Westergren method.*

*On the upper part the pipette contains a filter that allows the automatical reaching of "0" level in a simple and safe way. At the inferior part the tube is provided with a plastic piston allowing a pipette's rapid filling thanks to the pressure exerted inside the tube.*

*The clear printing from "0" to "170" allows an easy and immediate reading.*

## BST106

Biotube sodio citrato con 0,25 ml. NA citrato in pp. 12X86 mm. Tappo rosa.

*E.S.R. TUBE with 0,25 ml NACitrate, for 1 ml of blood, Ø 12 x 86 mm, pink stopper*

## BSV022

Rack componibile in PS per Sedi-Pette a 10 posizioni per provette 12x86 mm.

*Modular rack in PS for Sedi-Pette. 10 position for tubes 12x86 mm.*

## BSV023

Rack componibile in PS per Sedi-Pette a 10 posizioni per provette 13x75 mm.

*Modular rack in PS for Sedi-Pette. 10 position for tubes 13x75 mm.*

## BSV020

Kit per Sedi-Pette. Include: 200 BSV018 e 200 BST106

*Sedi-Pette Kit. Includes: 200 BSV018, 200 BST106*

