

## Bioblood Stopper



BSA038

Tappo in PCV per Perforare i Segmenti-Sacca.  
*Pvc Drop Opening The Tube Segment.*

### Tappo In Pvc Per Perforare i Segmenti-sacca

Questi tappi sono utilissimi per adoperare il sangue contenuto nel segmento-sacca senza che l'operatore venga in contatto con il materiale biologico: l'ago contenuto all'interno del tappo consente di perforare il segmentino e il sangue può essere così travasato in una provetta per la successiva esecuzione dei test desiderati.



### *Blood bags drop system*

*Ideal devices when needed the blood contained in blood bag's segment. The needle within the device allows to pierce the segment so to transfer the blood to a test tube for the required tests.*

BSA066

Bacchettine staccacoagulo in polistirolo.  
*Breaklot stick in polystyrene.*

