

Sistema di trasporto provette e campioni - *Specimen transport containers*

Sistema di protezione e trasporto di materiale biologico in contenitori certificati UN3373 e conformi alle norme europee ADR.
System for protection and transport of biological samples by safety containers UN3373, in accordance with ADR European Norms

UN3373 BAG



BS720203

BS720206


BS472001

BS720202

BS720201

BS800105

BS720205




BSO080

Cartello adesivo identificativo 20x15 cm per tutti i modelli delle borse.
Label 20x15 cm adhesive identifier for all types of bags.


Sistema di trasporto provette e campioni - Specimen transport containers



- a) Maniglia (nel modello BS720206 anche cinghia tracolla)
 - b) Chiusura con cerniera e possibilità di sigillatura
 - c) Scomparto portadocumenti
 - d) Scomparto per tavolette refrigeranti
 - e) Sigillatura in velcro per l'asporto dell'irrigidimento interno per il lavaggio (60 °C)
- a) Handle (item BS720206: also with belt)
 b) Closing by zipper, all models prepared to be sealed
 c) Pocket for documents
 d) Pocket for cool accumulators
 e) Sealing by velcro allows removing of internal stiffening when washing (60 °C)



	REF.	POSTI / PLACE	DIMENSIONI / DIMENSION
1	BS472008	3	22 x 9 x 5 cm
2	BS472009	8	22 x 9 x 5 cm
3	BS472007	40	22 x 9 x 5 cm
4	BS800100	12	Ø 11 cm



REF.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DIMENSIONI / DIMENSION
BSM570	Contenitore termico per singola provetta (dopo refrigerazione)	Thermal container for single tube (after refrigeration)	16x100 mm
BS472001	Contenitore porta 40 provette	Container for 40 tubes	
BS720201	Borsa porta contenitore per trasporto di 40 provette	Bag to transport the box with capacity of 40 tubes	27 x 15 x 20 cm = 8 dm ³
BS720202	Borsa porta contenitore per trasporto di 80 provette	Bag to transport the box with capacity of 80 tubes	30 x 27 x 20 cm = 16 dm ³
BS720203	Borsa porta contenitore per trasporto di 120 provette	Bag to transport the box with capacity of 120 tubes	45 x 27 x 20 cm = 24 dm ³
BS720206	Borsa porta contenitore per trasporto di 240 provette	Bag to transport the box with capacity of 240 tubes	45 x 27 x 40 cm = 48 dm ³
BS800105	Contenitore porta 12 provette	Container for 12 tubes	
BS720205	Borsa porta contenitore per trasporto di 12 provette	Bag to transport the box of 12 tubes	Ø 11 x 13 cm = 1,3 dm ³