

BSA038

Tappo in PVC per perforare i segmenti sacca
PVC drop opening the tube segment



Tappo in PVC per perforare i segmenti-sacca

Questi tappi sono utilissimi per adoperare il sangue contenuto nel segmento-sacca senza che l'operatore venga in contatto con il materiale biologico: l'ago contenuto all'interno del tappo consente di perforare il segmentino e il sangue può essere così travasato in una provetta per la successiva esecuzione dei test desiderati.

PVC drop opening the tube segment

These devices are ideal when using the blood contained in the tube segment without the operator coming in touch with the biological material: the needle within the device allows to puncture the little segment and the blood can so be decanted in a test tube for the successive performance of the required tests.

