

Test Di Screening In Card - Rapid Tests In Card

FOBY, Test per la rilevazione del sangue occulto nelle feci - FOBY Fecal occult blood card test

BSD670

FOBY, Fecal Occult Blood card test

Test rapido monofase per la determinazione qualitativa del Sangue Occulto nelle Feci, con riduttore di feci.

Sensibilità: 200 ng/ml

Conf. composte da 50 Cards + 50 Boccette con riduttore di feci (BSD670Z)

FOBY, Fecal occult blood card test

A rapid, one step test for the qualitative detection of human occult blood in feces, with reducer

Sensibility : 200 ng/ml


Box 50 Cards + 50 Buffer bottle with reducer (BSD670Z)



BSD670Z

Bocchetta per la raccolta delle feci.

Buffer Bottle.



BSD680

Fast Step FOB Test Device

Test rapido monofase per la determinazione qualitativa del Sangue Occulto nelle Feci, con riduttore di feci.

Sensibilità: 50 ng/ml - Conf. composte da 50 Cards + 50 Boccette con riduttore di feci

Fast Step FOB Test Device

A rapid, one step test for the qualitative detection of human occult blood in feces, with reducer

Sensibility : 50 ng/ml - Box 50 Cards + 50 Buffers bottles with reducer



BSD680Z

Bocchetta per la raccolta delle feci.

Buffer Bottle.

