



Accessori per trasporto campioni con chiusura a sigillo - Safety transport system sealable

BSO070

Etichette void 120x50 mm.

La speciale composizione dell'etichetta fa sì che al momento della rimozione appaia sulla superficie una chiara scritta multilingue che segnala l'avvenuta apertura. Il messaggio di manomissione lasciato sulla scatola rimane chiaramente visibile anche nel caso si tentasse di richiudere la confezione.

VOID Label 120x50 mm



BLP400

Sigillo acciaio per bottiglie

Steel Seal for bottles



BLP608

Bottiglie rettangolari graduate in polietilene con tappo e sotto tappo con fori per sigillo garanzia da 25 ml

Graduated rectangular bottles, polyethylene cap with hseal system, capacity 25 ml

BLP609

Idem BLP608 , capacity **50 ml**

BLP610

Idem BLP608, capacity **100 ml**



BSD913

STRISCIE PER VERIFICA URINA

L'adulterazione è la manomissione di un campione di urina con l'intenzione di alterare i risultati dei test. L'uso degli adulteranti può causare risultati falsi negativi nei test per le droghe interferendo sui test di screening e/o distruggendo le droghe presenti nel campione di urina.

Esclusivamente per uso forense/tossicologico.

URINE ADULTERATION TEST STRIPS (URINE).

Adulteration is the tampering of a urine specimen with the intention of altering the test results. The use of adulterants can cause false negative results in drug tests by either interfering with the screening test and/or destroying the drugs present in the urine.

For Forensic/Toxicology use only.



BSA2350

Buste di garanzia numerate antimanomissione dim. 235x320 + 30 + 30 mm.

Questo tipo di busta di sicurezza è realizzata con un collante ultra resistente. Inoltre ha una doppia numerazione: una sulla parte che dovrà essere inviata, e l'altra sul tagliando di controllo che rimarrà nelle vostre mani. Una volta che il collante ha fatto presa, non vi è alcun modo di poterla aprire senza lasciare evidenti segni di manomissione.

Tamper evident security bags, supplied with double numeration both on the envelope then on the label rest to you to check, are obvious with proof adhesive closure system. After closing the bag, there is no way you can open without leaving obvious signs of tampering.



BES13000

Cerotto in rotolo 25 mm x 9,14 m.

Plaster in roll 25 mm x 9,14 m.



BSC124

Contenitori universali tappo a vite, graduato, con banda di scrittura, in polipropilene vol. 30 ml, ø 29 x 81 mm.

Universal containers screw cap, graduated with frosted side, in polypropylene vol. 30 ml, ø 29 x 81 mm.

BSC123

Idem BSC124, sterile in confezione singola.

As BSC124, sterile individually wrapped.



BSC660

Contenitore tappo a vite, in polipropilene vol. 60 ml, 35 x 70 mm.

Screw cap urine container, in polypropylene vol. 60 ml, 35 x 70 mm.

BSC665

Idem BSC660, sterile in confezione singola.

As BSC660, sterile individually wrapped.



BSC253

Contenitore per urine vol. 120 ml, 72 x 58 mm in polipropilene con banda di scrittura.

Urine containers vol. 120 ml, 72 x 58 mm in polypropylene with frosted side.

BSC258

Idem BSC253, sterile in confezione singola.

As BSC253 sterile individually wrapped.

Altri contenitori disponibili a pag.60 / Other containers available on page 60