

Biorepair

Biorepair Test Parassiti nelle Feci - *Biorepair System Parassit Fecal*

BSD855/E

Biorepair System. Sistema di arricchimento per parassitologia.

Nuovi reattivi senza Formalina .

Il kit comprende :

- Provetta con filtro vuota
- Provetta portacampione da 3ml con reattivo A

Soluzione Bailenger (Xi - irritante); 0,4 %; acido acetico; acetato di sodio 15 gl, 0,05 % sodio azide; tappo con cucchiaino.

- Flacone di reattivo B da 100ml (Etile Acetato)
- Flacone di reattivo C da 15ml (Lugol)

Biorepair System. Enrichment System for parassitology.

New reagent.

Kit includes :

- Biotube with filter
- Biotube 3ml with reagent A

Bailenger-solution (Xi-irritant); 0,4 %; acetic acid; Sodium acetate 15 g/l, 0,05 % sodium azide; cap with spoon

- Reagent B 100ml (Etile Acetato)
- Reagent C 15ml (Lugol)



Scheda tecnica disponibile a richiesta o sul sito www.biosigma.com nella sezione Brochure
 Technical sheet available on request or on our web site www.biosigma.com on "Brochure section"