

Micropipette Research® Plus Eppendorf

Micropipette Research® Plus Eppendorf - Volume variabile

Volume	Colore pulsante	Research® plus CE/IVD		Research® plus GLP	
		Codice	€	Codice	€
0,1 - 2,5 µl	Antracite	035602	Tel -	933953	Tel -
0,5 - 10 µl	Grigio	035603	Tel -	933954	Tel -
2 - 20 µl	Grigio chiaro	035610	Tel -	933961	Tel -
2 - 20 µl	Giallo	035604	Tel -	933955	Tel -
10 - 100 µl	Giallo	035605	Tel -	933956	Tel -
20 - 200 µl	Giallo	035606	Tel -	933957	Tel -
30 - 300 µl	Arancione	035611	Tel -	933962	Tel -
100 - 1000 µl	Blu	035607	Tel -	933958	Tel -
0,25 - 2,5 µl	Rosso	934304	Tel -	934303	Tel -
0,5 - 5 ml	Violetto	035608	Tel -	933959	Tel -
1 - 10 ml	Turchese	035609	Tel -	933960	Tel -

- ▶ Pipetta leggera che riduce al minimo la forza di manipolazione senza ridurre la robustezza
- ▶ Sistema di smontaggio /assemblaggio tramite clip per una facile manutenzione
- ▶ Estremità porta-punta con ammortizzatore

▶ Ergonomia

- ▶ Pistone molto flessibile per un minimo sforzo dell'operatore
- ▶ Leggera (75 g in versione monocanale, 98 g in versione multicanale)

▶ Adattabilità

- ▶ Regolazione semplice e veloce per l'operatore

▶ Robustezza

- ▶ Nuovo pistone: molto resistente, che minimizza i casi di usura
- ▶ Completamente autoclavabile senza bisogno di smontarla

▶ 2 versioni

- ▶ CE/IVD, per applicazione clinica
- ▶ GLP (General Lab Product), per uso ricerca



Micropipette Research® plus Eppendorf - volume fisso

Volume	Colore pulsante	Research® plus CE/IVD		Research® plus GLP	
		Codice	€	Codice	€
10	Grigio	035612	Tel -	933966	Tel -
10	Giallo	035613	Tel -	933967	Tel -
20	Grigio chiaro	035614	Tel -	933968	Tel -
20	Giallo	035615	Tel -	933969	Tel -
25	Giallo	035616	Tel -	933970	Tel -
50	Giallo	035617	Tel -	933971	Tel -
100	Giallo	035618	Tel -	933972	Tel -
200	Giallo	035619	Tel -	933973	Tel -
200	Blu	035620	Tel -	933974	Tel -
250	Blu	035621	Tel -	933975	Tel -
500	Blu	035622	Tel -	933976	Tel -
1000	Blu	035623	Tel -	933977	Tel -



ep Research® plus Packs

		ep Research® plus Pack 1	ep Research® plus Pack 2	ep Research® plus Pack 3
	Include	1 ResearchPlus 0,5-10 µl 1 ResearchPlus 10-100 µl 1 ResearchPlus 100-1000 µl 3 epTips box (10, 100 e 1000 µl)	1 ResearchPlus 2 - 20 µl 1 ResearchPlus 20 - 200 µl 1 ResearchPlus 100 - 1000 µl 3 epTips box (2 x 200 µl, 1 x 1000 µl)	1 ResearchPlus 0,1 - 1 ml 1 ResearchPlus 0,5 - 5 ml 1 ResearchPlus 1 - 10 ml 1 epTips box 1 ml Sacchetti puntali 5 ml e 10 ml
Research® plus CE/IVD	Codice	035636	035637	035638
	€	Tel -	Tel -	Tel -
Research® plus GLP	Codice	933963	933964	933965
	€	Tel -	Tel -	Tel -

Micropipette multicanale Research® Plus Eppendorf

Sulla stessa concezione ergonomica e leggera della pipetta Research® Plus monocanale. Versione multicanale.

Volume (µl)	Puntali	Codice Colore	8 canali				12 canali			
			Research® plus CE/IVD		Research® plus GLP		Research® plus CE/IVD		Research® plus GLP	
			Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
0,5 - 10	0,5 - 20 µl	Grigio	035624	Tel -	933978	Tel -	035625	Tel -	933979	Tel -
10 - 100	2 - 200 µl	Giallo	035626	Tel -	933980	Tel -	035627	Tel -	933981	Tel -
30 - 300	20 - 300 µl	Arancione	035628	Tel -	933982	Tel -	035629	Tel -	933983	Tel -



- **Indicatore di canale:**
- Utilizzate sempre la pipetta allo stesso modo (sinistra/destra)
- **Canale amovibile individualmente:**
- Perfetta adattabilità ai vostri bisogni
- **Estremità porta-punta con ammortizzatore:**
- Ergonomia migliorata
- Perfetta adattabilità ai puntali



PUNTALE MICROPIPETTE