

**MICROMAN® E Gilson**

Micropipette a spostamento positivo con capillari monouso (CPs), particolarmente indicate per liquidi difficili.

**► MICROMAN® E**

- **Dispositivo «QuickSnap»**, permette di fissare i CP semplicemente come un puntale su una pipetta standard
- **Sistema di bloccaggio del volume** per una regolazione precisa senza rischio di modifica
- **Display in posizione frontale**
- **Nuova forma del beccuccio e largo pulsante**

Tipo	Volume	Codice	€
M10	1 - 10 µl	070089	Tel -
25	3 - 25 µl	070090	Tel -
M50	20 - 50 µl	070091	Tel -
M100	10 - 100 µl	070092	Tel -
M250	50 - 250 µl	070093	Tel -
M1000	100 - 1000 µl	070094	Tel -

**Set capillare - pistone (CP)**

- **Elevata precisione**
- **I modelli CP10 e CP100 sono autoclavabili**
- **In rack o sfusi, secondo i modelli**
- **Privi di RNasi, DNasi, DNA umano, e proteasi per i modelli sterili**

Volume	Tipo	Per Microman	Codice	Sterile	Su rack	Unità/ scatola	€/ scatola
1 - 10 µl	CP10	M10	066115	No	Si	192	Tel -
	CP10	M10	066116	No	Si	960	Tel -
	CP10ST	M10	066117	Si	Si	192	Tel -
	CP10ST	M10	066118	Si	Si	960	Tel -
3 - 25 µl	CP25	M25	067494	No	Si	960	Tel -
	CP25	M25	066119	No	No	200	Tel -
20 - 50 µl	CP50	M50	067495	No	Si	960	Tel -
	CP50	M50	066120	No	No	200	Tel -
10 - 100 µl	CP100	M100	066121	No	Si	192	Tel -
	CP100	M100	066122	No	Si	960	Tel -
	CP100ST	M100	066123	Si	Si	192	Tel -
	CP100ST	M100	066124	Si	Si	960	Tel -
50 - 250 µl	CP250	M250	067496	No	Si	960	Tel -
	CP250	M250	066125	No	No	200	Tel -
100 - 1000 µl	CP1000	M1000	066414	No	Si	182	Tel -
	CP1000ST	M1000	066222	Si	Si	182	Tel -

**VIDEO**



Inserite il codice su **BIOSIGMA.IT** per vedere il video del prodotto

**MICROMAN® E**



**PIPETMAN® G**

- **Grande maneggevolezza grazie ad una drastica riduzione delle forze di pipettaggio**
- **Robustezza e precisione**
- **8 modelli monocanale che vanno da 0,2 ul a 10 ml**

PIPETMAN G con espulsore in plastica	PIPETMAN G con espulsore in metallo	Tipo	Volume	Puntali adattabili	€
066802	066803	P2G	0,2 - 2 µl	D10, DL10, DF10, DFL10	Tel -
066804	066805	P10G	1 - 10 µl	D10, DL10, DF10, DFL10	Tel -
066806	066807	P20G	2 - 20 µl	D200, DFR30	Tel -
066808	066809	P100G	10 - 100 µl	D200, DF100	Tel -
066810	066811	P200G	20 - 200 µl	D200, D300, DF200, DF300	Tel -
066812	066813	P1000G	100 - 1000 µl	D1000, D1200, DF1000, DF1200	Tel -
066814*		P5000G	500 - 5000 µl	D5000	Tel -
066815*		P10ML G	1 - 10 ml	D10 ml	Tel -

Disponibili con certificato ISO 17025 (COFRAC approvato). \* modello senza espulsore. \*\*Compatibile unicamente con i puntali Gilson.

Kit PIPETMAN G	PIPETMAN G Micro Volume Kit	PIPETMAN G Starter Kit	Kit 4 PIPETMAN G
<b>Include</b>  1 PIPETMAN G P2G (0,2-2 µl) 1 PIPETMAN G P10G (1-10 µl) 1 PIPETMAN G P100G (10-100 µl) (espulsori in metallo) + Certificati Gilson + 2 rack da 96 puntali PIPETMAN Diamond (DFL10ST, DF100ST) + 3 rack singoli + 10 clip colorate + 3 espulsori in plastica	1 PIPETMAN G P2G (0,2-2 µl) 1 PIPETMAN G P10G (1-10 µl) 1 PIPETMAN G P100G (10-100 µl) (espulsori in metallo) + Certificati Gilson + 2 rack da 96 puntali PIPETMAN Diamond (D200, D1000) + 3 rack singoli + 10 clip colorate + 3 espulsori in plastica	1 PIPETMAN G P20G (2-20 µl) 1 PIPETMAN G P200G (20-200 µl) 1 PIPETMAN G P1000G (100-1000 µl) (espulsori in metallo) + Certificati Gilson + 2 rack da 96 puntali PIPETMAN Diamond (D200, D1000) + 3 rack singoli + 10 clip colorate + 3 espulsori in plastica	1 PIPETMAN G P2G (0,2-2 µl) 1 PIPETMAN G P20G (2-20 µl) 1 PIPETMAN G P200G (20-200 µl) 1 PIPETMAN G P1000G (100-1000 µl) + 2 rack da 96 puntali PIPETMAN Diamond (DL10, D200, D1000) + 4 rack singoli + 4 maniglie comfort + autocollanti + 1 guida di pipettaggio + 1 poster di ispezione 2-minuti + 1 manuale
<b>Codice</b>	<b>066825</b>	<b>066826</b>	<b>070175</b>
<b>€</b>	Tel -	Tel -	Tel -



**PUNTALI MICROPIPETTE**