

**Micropipette volume variabile Acura 825 e 835 Socorex**

**Micropipette a volume variabile Acura 825**

- 8 modelli che coprono l'intervallo di volume da 0,1 a 1000 µl
- Regolazione del volume con una sola mano
- Risoluzione del volume molto precisa
- Autoclavabili interamente assemblate a 121 °C
- L'arresto di precisione e il pulsante girevole impediscono ogni modifica accidentale del volume

| Codice | Volume (µl) | Divisione (µl) | Tipo puntale (µl) | €     |
|--------|-------------|----------------|-------------------|-------|
| 061104 | 0,1 - 2     | 0,002          | Ultra 10          | Tel - |
| 061105 | 0,5 - 10    | 0,01           | Ultra 10          | Tel - |
| 061106 | 1 - 10      | 0,01           | 200               | Tel - |
| 061107 | 2 - 20      | 0,02           | 200               | Tel - |
| 061108 | 5 - 50      | 0,1            | 200               | Tel - |
| 061109 | 10 - 100    | 0,1            | 200               | Tel - |
| 061110 | 20 - 200    | 0,2            | 200               | Tel - |
| 061111 | 100 - 1000  | 1              | 1000              | Tel - |

**Micropipette a volume variabile Acura 835**

- 3 modelli (0,2-2 ml, 0,5-5 ml e 1-10 ml)
- Filtro di protezione integrato (per tutti i modelli)
- Volumi fissi fino a 10 ml
- Con cono per pipette Pasteur per il modello 061200, adattatore in opzione per il modello 061112
- Autoclavabili a +121°C interamente assemblate

| Codice  | Volume (ml) | Divisione (ml) | Tipo puntale (µl) | €     |
|---------|-------------|----------------|-------------------|-------|
| 061714  | 0,2 - 2     | 0,002          | 2                 | Tel - |
| 061112  | 0,5 - 5     | 0,01           | 5                 | Tel - |
| 061200* | 0,5 - 5     | 0,01           | 5                 | Tel - |
| 061113  | 1 - 10      | 0,01           | 10                | Tel - |



**Accessori per Acura 835**

| Codice | Descrizione  | Unità/ scatola | €/ scatola |
|--------|--|----------------|------------|
| 061114 | Filtro di protezione per modello da 2 e 5 ml       | 250            | Tel -      |
| 061115 | Filtro di protezione per modello da 10 ml          | 100            | Tel -      |
| 061116 | Cono adattatore per pipette Pasteur (modello 5 ml) | 1              | Tel -      |
| 061712 | Adattatore per puntali a cannuccia                 | 1              | Tel -      |
| 061259 | Adattatore per pipetta Pasteur 2 ml                | 1              | Tel -      |

**Puntale 5 ml per Acura 835**

| Codice | Descrizione                    | Unità/ cartone | €/ cartone |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|
| 061698 | Puntale 5 ml trasparente sfuso | 250 x 2        | Tel -      |

**Pulsanti colorati**

| Codice | Colore   | €/6   | Codice | Colore  | €/6   | Codice  | Colore           | €/6   |
|--------|----------|-------|--------|---------|-------|---------|------------------|-------|
| 061117 | Bianco   | Tel - | 061122 | Arancio | Tel - | 061127  | Azzurro          | Tel - |
| 061118 | Grigio   | Tel - | 061123 | Rosso   | Tel - | 061128  | Blu              | Tel - |
| 061119 | Vaniglia | Tel - | 061124 | Rosa    | Tel - | 061129  | Menta            | Tel - |
| 061120 | Limone   | Tel - | 061125 | Fucsia  | Tel - | 061130  | Verde            | Tel - |
| 061121 | Giallo   | Tel - | 061126 | Viola   | Tel - | 061131* | Colore assortiti | Tel - |



\* per 14

**Supporto per 3 pipette Socorex**

Supporto progettato per tre pipette multicanale e monocanale. Permette una tenuta perfetta ed è facile da maneggiare. Per tutti i modelli Calibra® e Acura®.

- Buona stabilità sul bancone
- Piedini antiscivolo
- In poliammide, semplice da pulire

| Codice | Descrizione            | €     |
|--------|------------------------|-------|
| 061257 | Supporto per 3 pipette | Tel - |



**Supporto universale per 7 micropipette**

Per le pipette Socorex monocanale, manuali ed elettroniche.

| Codice | Colore   | €     |
|--------|----------|-------|
| 061005 | Grigio   | Tel - |
| 061006 | Vaniglia | Tel - |
| 061007 | Blu      | Tel - |
| 061008 | Menta    | Tel - |
| 061365 | Rosa     | Tel - |



**Trio Pack : cofanetto di 3 micropipette Acura Socorex**



Contenuto del Trio Pack

| Codice | Pipetta 1     | Pipetta 2     | Pipetta 3     | €     |
|--------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 061192 | 0,1 - 2 µl    | 0,5 - 10 µl   | 5 - 50 µl     | Tel - |
| 061194 | 0,1 - 2 µl    | 2 - 20 µl     | 20 - 200 µl   | Tel - |
| 061195 | 1 - 10 µl     | 5 - 50 µl     | 20 - 200 µl   | Tel - |
| 061367 | 0,5 - 10 µl   | 10 - 100 µl   | 100 - 1000 µl | Tel - |
| 061196 | 1 - 10 µl     | 10 - 100 µl   | 100 - 1000 µl | Tel - |
| 061197 | 2 - 20 µl     | 20 - 200 µl   | 100 - 1000 µl | Tel - |
| 061366 | 5 - 50 µl     | 20 - 200 µl   | 100 - 1000 µl | Tel - |
| 061198 | 10 - 100 µl   | 100 - 1000 µl | 0,5 - 5 ml    | Tel - |
| 061199 | 100 - 1000 µl | 0,5 - 5 ml    | 1 - 10 ml     | Tel - |

**Rack twister universale per 6 pipette**

- Per 6 pipette di ogni marca
- Rotazione facile dell'intero rack
- Molto stabile
- Base antiscivolo
- In 7 colori brillanti e traslucidi
- Si smonta facilmente e si pulisce con acqua e detergente



| Blu    | Verde  | Arancio | Grigio | Rosso  | Trasp. | Giallo | €     |
|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 061791 | 061792 | 061793  | 061794 | 061795 | 061796 | 061797 | Tel - |

**PUNTALE MICROPIPETTE**