

Puntali con e senza filtro su rack a coperchio calzante ClearLine®

La soluzione assoluta per i campioni liquidi.

- Puntali con e senza filtro: in polipropilene trasparente, in rack a coperchio calzante o in rack a cerniera
- ISO-8655: la norma ISO-8655, stabilita da un laboratorio indipendente, garantisce che i puntali Clearline non alterano le specifiche tecniche di precisione e riproducibilità (indicate dal fabbricante). Potete trovare i rapporti di verifica dei puntali ClearLine® con le vostre micropipette sul nostro sito web www.dutscher.com/clearline
- 2 scelte di superficie: standard o a bassa ritenzione (low binding)
- 2 rack a scelta:
 - ClearLine® rack: rack con coperchio calzante
 - ClearLine® Plus rack: rack con coperchio calzante, impilabile e con codice colore
- Compatibili con la maggior parte delle marche di micropipette



Certificazione ISO-8655

Puntali con filtro sterili su rack ClearLine®

Numero della foto	Volume (µl)	Descrizione	Compatibilità	Su rack Clearline®			Su rack Clearline® plus					
				Puntali standard		Puntali Low Binding		Puntali Low Binding				
				Codice	Unità d'imb.	€	Codice	Unità d'imb.	€	Codice	Unità d'imb.	€
1	0,1 - 10	Puntali corti tipo Gilson zza 28,8 mm	Universale	028200CL	10 x 96	Tel -	035200CL	10 x 96	Tel -	-	-	-
2	0,5-10	Puntali lunghi tipo Eppendorf 15,5 mm	Eppendorf, Socorex, Gilson, Rainin	015020CL	10 x 96	Tel -	035210CL	10 x 96	Tel -	-	-	-
3	0,1 - 10	Puntali lunghi 45 mm	Universale	038000CL	10 x 96	Tel -	038000TCL	10 x 96	Tel -	713278	10 x 96	NC -
4	0,1 - 10	Puntali fini lunghi 45 mm	Universale	130340CL	10 x 96	Tel -	-	-	-	713260	10 x 96	NC-
5	0,2 - 20	Puntali universali - lunghezza 50,7 mm	Universale	014210CL	10 x 96	Tel -	035220CL	10 x 96	Tel -	713261	10 x 96	NC -
6	1 - 100	Puntali universali - lunghezza 50,7 mm	Universale	036060CL	10 x 96	Tel -	036060TCL	10 x 96	Tel -	713262	10 x 96	NC -
7	1 - 200	Puntali universali - lunghezza 50,7 mm	Universale	014220CL	10 x 96	Tel -	-	-	-	713263	10 x 96	NC -
8	1 - 20, 1 - 100, 1 - 200	Puntali polivalenti per micropipette da 20, 100 o 200 µl - lunghezza 78 mm	Universale	017370CL	10 x 96	Tel -	035240CL	10 x 96	Tel -	713264	8 x 96	NC -
9	1 - 300	Puntali lunghi 78 mm	Universale	130510CL	10 x 96	Tel -	130510TCL	10 x 96	Tel -	713265	8 x 96	NC -
10	100-1000	Puntali universali - lunghezza 72,8 mm	Universale	014200CL	10 x 100	Tel -	035260CL	10 x 100	Tel -	-	-	-
11	50-1250	Puntali lunghi 102 mm	Universale	134000CL*	8 x 96	Tel -	-	-	-	713266	8 x 96	NC -

* su rack a cerniera

Seguito nel retro