

## Imbuti per polveri

- In polipropilene autoclavabile
- Asta corta con bordi paralleli per evitare il blocco delle polveri
- Solchi esterni

Thermo SCIENTIFIC NALGENE



Diametro interno top (mm)	65	79	104	147
Diametro esterno asta (mm)	16	16	21	27
Lunghezza asta (mm)	22	29	33	30
Altezza totale (mm)	67	85	106	136
Capacità (ml)	68	115	243	716
Unità/sacchetto	12	12	6	4
Codice	029494	029495	029197	029496
€/sacchetto	Tel -	Tel -	Tel -	Tel -

## Imbuti per polveri

- In polipropilene
- Autoclavabili
- Per il travaso di polveri o di grandi quantità di liquidi
- Angolo del corpo 60°
- Eccellente resistenza chimica

Diametro (mm)	60	80	100	120	150	180
Diametro asta (mm)	15	15	25	30	36	43
Unità/sacchetto	20	20	20	10	10	5
Codice	391490A	391491A	391492A	391493A	391494A	391495A
€/pz.	Tel -	Tel -	Tel -	Tel -	Tel -	Tel -



FLACONAGGIO  
IN PLASTICA

## Imbuti Büchner

- In polipropilene autoclavabile
- Separabile in due pezzi per una pulizia più agevole



Diametro interno top (mm)	59	76	93	130	172
Diametro esterno asta (mm)	10	11	12	22	20
Lunghezza asta (mm)	45	65	71	93	107
Altezza totale (mm)	104	146	169	213	283
Capacità (ml)	83	186	358	919	2906
Diametro carta da filtro (mm)	55	70	90	110	150
Unità/sacchetto	1	1	1	1	1
Codice	029511	029512	029513	029514	029515
€/sacchetto	Tel -	Tel -	Tel -	Tel -	Tel -

## Imbuti grande formato in polietilene

Thermo SCIENTIFIC NALGENE



Diametro interno top (mm)	201	258
Diametro esterno asta (mm)	23	21
Lunghezza asta (mm)	89	92
Altezza totale (mm)	245	300
Capacità (ml)	1899	4064
Unità/sacchetto	1	1
Codice	029509	029510
€/sacchetto	Tel -	Tel -

## Supporti per imbuti

- In polipropilene e acciaio cromato
- Altezza regolabile fino a 450 mm
- Per 2 o 4 imbuti con un diametro da 40 a 180 mm
- Altri supporti ad imbuto disponibili come accessori
- Possibilità di adattarsi nel supporto per pipette

Codice	Descrizione	€
795664	Supporto completo per due imbuti	Tel -
670094	Supporto completo per quattro imbuti	Tel -

### Accessori

Codice	Descrizione	€
795665	Anello PP per imbuto (Ø 40 - 180 mm) con riduttore	Tel -
795666	Anello PP per l'imbuto di sedimentazione partendo da Ø 90 mm	Tel -
795667	Kit di ricambio supporti per pipette	Tel -

