

.Micropipette manuali

Caratteristiche

- ▶ Completamente Autoclavabile
- ▶ Pipetta meccanica a spostamento d'aria
- ▶ Gamma da 0,1 µl a 5000 µl
- ▶ Volume fisso o variabile
- ▶ Finestra di lettura del volume visibile sul lato della pipetta
- ▶ Marcato CE

per la compatibilità con i puntali vedere pagine 14, 15 e 17



Ghiera di regolazione volume
(per micropipette a volume variabile)

Tappo

Copertura antisivolo

Pulsante di espulsione

Corpo

Finestra display

Asta di espulsione (collare)

Cono di inserimento puntale



Micropipette a volume fisso

Codice	Vol. (µl)	Unità di vendita	Prezzo €
ABS119HPA	5	1	91,60
ABS120HPA	10	1	91,60
ABS121HPA	20	1	91,60
ABS1210HPA	25	1	108,10
ABS122HPA	50	1	91,60
ABS123HPA	100	1	91,60
ABS124HPA	200	1	91,60
ABS1240HPA	250	1	108,10
ABS1241HPA	500	1	108,10
ABS125HPA	1000	1	91,60

Micropipette a volume variabile

Codice	Vol. (µl)	Unità di vendita	Prezzo €
ABS1261HPA	0,1 - 2,5	1	108,10
ABS126HPA	0,5 - 10	1	108,10
ABS128HPA	2 - 20	1	108,10
ABS129HPA	5 - 50	1	108,10
ABS1290HPA	10 - 100	1	108,10
ABS131HPA	20 - 200	1	108,10
ABS1310HPA	50 - 200	1	108,10
ABS1311HPA	100 - 1000	1	108,10
ABS132HPA	200 - 1000	1	108,10
ABS127HPA	1000 - 5000	1	108,10

Multicanale a volume variabile

- ▶ Completamente Autoclavabile
- ▶ Pipetta multicanale a volume variabile
- ▶ Pipetta meccanica a spostamento d'aria
- ▶ Finestra di lettura del volume visibile sul lato della pipetta
- ▶ Marcato CE

Codice	Vol. (µl)	Unità di vendita	Prezzo €
ABS136HPA	0,5 - 10	1	374,90
ABS133HPA	5 - 50	1	374,90
ABS135HPA	50 - 300	1	374,90

Rack per micropipette

- ▶ Adatto a tutti i modelli di pipette (tranne Eppendorf e Gilson)
- ▶ 5 posti
- ▶ Tipo cavalletto



- ▶ Supporto a carosello con rotazione uniforme e confortevole
- ▶ Contiene fino a 6 HPettePlus



Codice	Descrizione	Unità di vendita	Prezzo €
861006	Rack per micropipette	1	65,00

Codice	Descrizione	Unità di vendita	Prezzo €
861055	Supporto per pipette a carosello, adatto per 6 pipette.	1	121,00