

TEST RAPIDI

MARCATORI

Sangue occulto

- ▶ Test rapido monofase per la determinazione qualitativa del sangue occulto nelle feci
- ▶ Marcato CE



Codice	Descrizione	Campione	Controllo positivo	Controllo negativo	Cut-Off	Formato	Unità di vendita	Prezzo €
BSD680	Sangue occulto	feci	no	no	50 ng/ml	cassetta	25	61,60
BSD6802	Bocchetta tampone per sangue occulto	feci	no	no	/	bocchetta	50	45,80

Altri

- ▶ Marcati CE



Codice	Descrizione	Campione	Controllo positivo	Controllo negativo	Cut-Off	Formato	Unità di vendita	Prezzo €
BSD209	Waler Rose (fattore reumatoide)	siero	liquido	liquido	8 UI/ml	agglutinazione	100	99,30
BSD920	Calprotectina	feci	polvere	liquido	50 µg/g o 140 ng/ml di feci.	cassetta	25	188,70
BSD944	Calprotectiocna semiquantitativo	feci	no	no	due cut-offs a 50 e 200 µg/g	cassetta	10	298,60
BSDUS20	Dipstick Bence Jones free k/i	urina	no	no	30 mg/l	striscia	20	253,00