



A DOMINIQUE DUTSCHER COMPANY

# FILTRI PER SIRINGA FOCUS ClearLine®

Trova in questo volantino una selezione di filtri per siringhe ClearLine e la nostra intera gamma sul nostro sito web.

- Codice colore secondo la membrana
- Corpo in polipropilene
- Ingresso luer lock femmina/uscita luer maschio
- Sterilizzazione a raggi gamma

Per altri diametri, dimensioni dei pori, materiali, non esitate a contattarci.

## Filtri per siringa per soluzioni biologiche o leggermente aggressive



### AC - Acetato di cellulosa

- Membrana idrofila
- Basso assorbimento di proteine
- Resistenza limitata ai solventi



### MCE - Esteri misti di cellulosa

- Membrana idrofila
- Biologicamente inerte



### PES - Polietersulfone

- Membrana idrofila ad alto flusso
- Alta resistenza termica
- Basso assorbimento aspecifico di proteine
- Per la filtrazione rapida di soluzioni viscosi



### PVDF - Polivinilidene

- Membrana idrofila per soluzioni caricate con proteine
- Assorbimento di proteine molto basso
- Buona resistenza ai solventi

Filtri per siringhe		AC		PES		MCE		PVDF	
Flusso (ml/min) a 0.45 µm		92 - 116		118 - 162		85 - 116		70 - 105	
Punto di bolla (psi) a 0.45 µm		36 - 39		42 - 49		25 - 33		11 - 23	
pH		3 - 7		4 - 8		4 - 8		1 - 14	
Soglia (µm)	Ø (mm)	Codice	Unità/ scatola	Codice	Unità/ scatola	Codice	Unità/ scatola	Codice	Unità/ scatola
<b>Non sterili</b>									
0.45	25	257157	100	257196	100	257172	100	257216	100
	33	257161	100	257200	100	257176	100	257224	100
<b>Sterili, confezionati singolarmente</b>									
0.22	25	257156	50	257195	50	257171	50	257215	50
	33	257160	50	257199	50	257175	50	257223	50

## Filtri a siringa per soluzioni e solventi aggressivi



### RC - Cellulosa rigenerata

- Membrana idrofila
- Ampia compatibilità chimica
- Buona capacità di estrazione delle particelle



### NYL - Poliammidi

- Membrana idrofila
- Buona resistenza chimica

Filtri per siringhe		RC		NYLON		PTFE	
Flusso (ml/min) a 0.45 µm		53 - 74		47 - 55		90 - 102	
Punto di bolla (psi) a 0.45 µm		45 - 49		27 - 33		10 - 13	
pH		3 - 12		3 - 14		1 - 14	
Soglia (µm)	Ø (mm)	Codice	Unità/ scatola	Codice	Unità/ scatola	Codice	Unità/ scatola
<b>Non sterili</b>							
0.22	25	257230	100	257182	100	257206	100
	33	257234	100	257186	100	257210	100
0.45	25	257232	100	257184	100	257208	100
	33	257236	100	257188	100	257212	100
<b>Sterili, confezionati singolarmente</b>							
0.22	25	257231	50	257183	50	257207	50
	33	257235	50	257187	50	257211	50

### PTFE - Politetrafluoroetilene



- Membrana idrofoba
- Filtrazione di aria e solventi
- Alta resistenza chimica

### FV - Fibra di vetro

Filtri per siringhe		Non sterili	
Soglia (µm)	Ø (mm)	Codice	Unità/ scatola
1 - 2	13	257163	100
	25	257164	100
	33	257165	100



- Pre-filtrazione di soluzioni cariche
- Non sterili
- Alta compatibilità chimica
- pH 1-14

## RETE DI VENDITA



**Zona 1**  
Collaboratore di Zona:  
**Dr. Marco Malagoli**  
mmalagoli@biosigmaeu.com



**Zona 2**  
Collaboratore di Zona:  
**Alberto Caregnato**  
acaregnato@biosigmaeu.com



**Zona 3**  
Collaboratore di Zona:  
**Dr. Giovanni Tummolillo**  
gtummolillo@biosigmaeu.com



**Zona 4**  
Collaboratore di Zona:  
**Dr. Stefano Drago**  
sdrago@biosigmaeu.com



**Zona 5**  
Collaboratore di Zona:  
**Dr. Luca Bozzetti**  
lbozzetti@biosigmaeu.com



**Zona 6**  
Collaboratore di Zona:  
**Dr. Federico Lelli**  
flelli@biosigmaeu.com



**Zona 7 e 8**  
Collaboratore di Zona:  
**Dr. Dario Lo Brano**  
dlobrano@biosigmaeu.com  
Skype: biosigma\_agent50



**Zona 9**  
Collaboratore di Zona:  
**Dott.ssa Valentina Pibiri**  
vpibiri@biosigmaeu.com



### OFFERTE E ORDINI



Responsabile catalogo  
Diagnostica  
**Cristina Faverato**  
cfaverato@biosigmaeu.com  
Telefono interno 108 #



Referente zona 1 e 4  
**Maicol Azzalin**  
mazzalin@biosigmaeu.com  
Telefono interno 132 #



Referente rivenditori  
e zona 7 e 8  
**Giorgia Cecchetto**  
gcecchetto@biosigmaeu.com  
Telefono interno #122



Referente zona 3, 5 e 9  
**Filippo Sanavia**  
fsanavia@biosigmaeu.com  
Telefono Interno 123 #



Referente zona 2 e 6  
**Ilaria Canato**  
icanato@biosigmaeu.com  
Telefono interno 137 #



**Biosigma S.p.A**  
Via Valletta, 6 - 30010  
Cantarana di Cona (Venezia)



**Tel. 0426 302225**  
8.30-13.30 / 14.00-17.30  
Fax. 0426 748030



**info@biosigmaeu.com**  
**italia@pec.biosigmaeu.com**  
**www.biosigma.it**

### GARE E MEPA



**Valentina Bacco**  
vbacco@biosigmaeu.com  
Telefono interno 133 #



Referente MEPA  
**Lucia Favaro**  
lfavaro@biosigmaeu.com  
Telefono interno 134 #

### SPECIALISTI TECNICO-SCIENTIFICI



Responsabile qualità,  
Referente Catalogo Diagnostica  
**Dr.ssa Monica Morena Meneghini**  
mmeneghini@biosigmaeu.com  
Telefono interno int 117 #



Responsabile Scientifico,  
Referente Catalogo Biotecnologie  
**Dr.ssa Maria Giovanna Rossetto**  
mrossetto@biosigmaeu.com  
Telefono interno 116 #

## SEDE SOCIALE BIOSIGMA SPA

Via Valletta, 6  
30010 Cona -Ve- Italia  
Tel. +39 (0)426 30 22 24  
Fax +39 (0)426 74 80 30  
info@biosigmaeu.com



Per ordini esteri contattare  
ufficio export  
email: export@biosigmaeu.com

