

GUIDE

Tableau comparatif des PIPETMAN® Gilson

Caractéristiques	Pipetman L	Pipetman L Fixe	Pipetman G	Pipetman NEO	Pipetman Classic	Pipetman M	Pipetman Concept
Poignée ergonomique	●	●				●	
Repose doigt ergonomique	●	●				●	●
Poignée limitant le transfert de chaleur	●	●	●	●		●	●
Bouton d'éjection orientable	●	●					●
Force de pipetage réduite	●	●	●	▶		●	●
Force d'éjection réduite	●	●	●	▶		●	●
Version multicanaux	●			●		●	●
Système breveté d'entraînement des pistons de la tête multicanaux	●			●		●	
Clip éjecteur facilitant la maintenance	●	●	●	●		●	●
Joint sec					●		
Joint lubrifié	●	●	●	▶ (Multicanaux)		●	●
Faible poids	●	●				●	
Fenêtre pour étiquette d'identification	●	●				●	●
Facilité d'entretien et d'étalonnage	●	●	●	●	●	●	●
Garantie 1 an	●	●	●	●	●	●	●
Autoclavable (partiellement)	●	●	●	●	●	●	●
Protection anti-microbienne							
Robustesse accrue	▶	▶	●	●	●	▶	▶
Interface électronique						●	●
Programmable							●
Ejecteur en acier inox	●		●	●	●		
Ejecteur en plastique	●	●	●			●	●
Code 2D de traçabilité	●						
Système verrouillable de réglage du volume	●					●	●

Oui : ● / En partie : ▶

