

# Promozione Terreni e Matrici per Colture Cellulari

Valida dal 14 maggio al 31 luglio 2018



## Matrici extra-cellulari Falcon®



### Matrice Corning Matrigel®

In Gel: ideale per lavorare in 3D. Membrana basale estratta da sarcoma di topo, ricco di proteine della matrice extra-cellulare e fattori di crescita Favorisce l'adesione e la differenziazione di numerose cellule (epatociti, cellule epiteliali)

Sotto forma di gel, permette di lavorare in 3D, di creare dei modelli per la misura del potenziale invasivo delle cellule tumorali

Matrici extra-cellulari Falcon®

Le proteine della matrice extra-cellulare migliorano l'adesione la proliferazione e la differenziazione di numerosi tipi cellulari.

Codice	Descrizione	Vol. (ml)	€/ cartone	€ PROMO
354230*	Matrice Corning Matrigel, fattore di crescita ridotta, tumore topo HSC	10	<del>425,75</del>	405 -
354277*	Matrigel, hESC-qualified matrix	5	<del>319,30</del>	303 -
354234*	Matrice Corning Matrigel, tumore topo HSC	10	<del>375,35</del>	357 -
354248*	Matrice Corning Matrigel, tumore topo HSC alta concentrazione	10	<del>588,20</del>	558 -
354262*	Matrice Corning Matrigel, tumore topo HSC alta concentrazione senza rosso di fenolo	10	<del>610,60</del>	580 -
354263*	Matrice Corning Matrigel, fattore di crescita ridotta, tumore topo HSC, alta concentrazione senza rosso di fenolo	10	<del>605</del>	575 -
356231*	Matrice Corning Matrigel, fattore di crescita ridotta, senza rosso di fenolo, tumore topo HSC	10	<del>448,15</del>	426 -
356234*	Matrice Corning Matrigel, tumore topo HSC	5	<del>246,50</del>	234 -
356237*	Matrice Corning Matrigel, tumore topo HSC senza rosso di fenolo	10	<del>425,75</del>	405 -

Codice	Descrizione	Quantità	€	€ PROMO
354231	Collagene I, pelle bovina	30 mg	<del>168,10</del>	160 -
354243	Collagene I, umano	0.25 mg	<del>263,30</del>	250 -
354249	Collagene I alta concentrazione	100 mg	<del>218,50</del>	208 -
354236	Collagene I, coda di ratto	100 mg	<del>190,45</del>	181 -
354245	Collagene IV, umano	0.25 mg	<del>431,35</del>	410 -
354233	Collagene IV, topi	1 mg	<del>145,65</del>	138 -
354239	Entactina free Laminina, topo	1 mg	<del>196,05</del>	186 -
354232	Laminina, topo	1 mg	<del>179,30</del>	170 -
354008	Fibronectina, umano	1 mg	<del>128,85</del>	122 -
354210	Poly-D-Lysine	20 mg	<del>123,25</del>	117 -
354238	Vitronectina, umano	0.25 mg	<del>582,60</del>	553 -
354250	Puramatrix Peptide Hydrogel	5 ml	<del>263,30</del>	250 -

\*TRASPORTO REFRIGERATO: prevedono un contributo per spedizione refrigerata di 35 € (IVA escl.)

## Dissociazione cellulare

### Tripsina

Tipo di reagente	Concent.	Codice	Codice Corning	Vol. (ml)	Unità / cart.	€/ cart.	€ PROMO
<b>Agenti di dissociazione cellulare</b>							
Tampone HBSS Senza Calcio e magnesio Testato senza parvovirus porcin	0,25 %	702609*	25-050-Cl	100	6	<del>61,40</del>	22 -
EDTA Tampone HBSS Senza Calcio e magnesio Testato senza parvovirus porcin	0,05 % 0,53 mM	702610*	25-051-Cl	100	6	<del>61,20</del>	22 -
EDTA Tampone HBSS	0,25 % 2,21 mM	702613*	25-053-Cl	100	6	<del>87,85</del>	25 -

\*TRASPORTO REFRIGERATO: prevedono un contributo per spedizione refrigerata di 35 € (IVA escl.)

### Agente di dissociazione delle cellule

- Senza tripsina
- Miscela di chelanti
- Dissociazione dolce

Codice	Codice Corning	Descrizione	Volume (ml)	Unità/ cartone	€/ cartone	€ PROMO
702622*	25-056-Cl	Cellstripper liquido	100	6	<del>37,90</del>	25 -

### Soluzioni per distacco cellulare

#### ➤ Pronto all'uso

Codice	Codice Corning	Descrizione	Vol. (ml)	Unità/ cartone	€/ cartone	€ PROMO
702762*	25-058-Cl	Accutase - soluzione in DPBS	100	1	<del>37,90</del>	25 -

## Acqua per coltura cellulare e tamponi DPBS

### Acqua per Biologia molecolare Corning Media

Codice	Cod. Corning	Volume	Unità/ cartone	€/ cartone	€ PROMO
702671	46-000-CM	1 l	6	<del>150,45</del>	55 -

### Tampone DPBS

Codice	Cod. Corning	Descrizione	Volume	Unità/ cartone	€/ cartone	€ PROMO
702594	21-040-CVR	Tampone PBS 1x	500 ml	6	<del>44,85</del>	24 -

### Acqua qualità WIFI Corning Media

Codice	Cod. Corning	Vol.	Unità/ cart.	€/ cartone	€ PROMO
702616	25-055-CM	1 l	6	<del>68,30</del>	30 -
702617	25-055-CV	500 ml	6	<del>44,65</del>	24 -

## Crioconservazione

### DMSO

Tasso endotossine < 0,1 EU/ml

Codice	Codice Corning	Vol.	€/ cartone	€ PROMO
702631	25-950CQC	250 ml	<del>86,70</del>	55 -

## Additivi per coltura cellulare

### Glutamina

Codice	Codice Corning	Volume	Unità/ cartone	€/ cartone	€ PROMO
702596*	25-005-Cl	100 ml	6	<del>90,55</del>	23 -

\*TRASPORTO REFRIGERATO: prevedono un contributo per spedizione refrigerata di 35 € (IVA escl.)

## Additivi per colture cellulare

### Reagenti vari

Tipo di reagente	Codice	Codice Corning	Vol. (ml)	Unità / cart.	€ / cartone	€ PROMO
Soluzione trypan blu: PBS (concent. 0,4 %), NaCl (concent. 8,1 g/l), K <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> (concent. 0,6 g/l)	702630*	25-900-Cl	100	1	18,45	17 -

\*TRASPORTO REFRIGERATO: prevedono un contributo per spedizione refrigerata di 35 € (IVA escl.)

### Antibiotici

Tipo di reagente	Codice	Codice Corning	Vol.	Unità / cartone	€ / cartone	€ PROMO
G418 Solfato (concent. 50 mg/ml)	702641*	30-234-CR	20 ml	1	111,20	60 -
G418 Solfato (concent. 50 mg/ml)	702640*	30-234-CI	100 ml	1	436,30	250 -
Hygromycin B	702642*	30-240-CR	20 ml	1	187,10	132 -
Soluzione 100x: Penicillina (concent. 10000 UI/ml), Streptomina (concent. 10000 µg/ml)	702633*	30-002-CI	100 ml	6	106,80	27 -

\*TRASPORTO REFRIGERATO: prevedono un contributo per spedizione refrigerata di 35 € (IVA escl.)

### Terreni per colture

Tipo di terreno	L-Glutammina	Pinivato di sodio	Rosso fenolo	HEPES	Glucosio	Bicarbonato di sodio	Thyoglycerol	B-Mercaptoetanol	Sale di Earles	Calcio & magnesio	Nucleosidici	L-Cistina / L-Metionina	Codice	Codice Corning	Vol. (ml)	Unità / cartone	€ / cartone	€ PROMO
Terreno DMEM	+	+	+	-	4,5 g/L								702504	10-013-CVR	500	6	56,60	22,80 -
	+	-	+	-	4,5 g/L								702512	10-017-CVR	500	6	55,55	22,80 -
	-	+	+	-	4,5 g/L								702549	15-013-CVR	500	6	61,75	22,80 -
	-	-	+	-	4,5 g/L								702555	15-017-CVR	500	6	127,55	22,80 -
	-	+	-	-	4,5 g/L								702570	17-205-CVR	500	6	136,55	22,80 -
	+	+	+		1 g/L								702508	10-014-CVR	500	6	50,85	22,80 -
Mix 50/50 di DMEM e di terreno F-12 di HAM	+	+	+	-		+							702533	10-090-CVR	500	6	62,55	22,80 -
	+	+	+	15mM		+							702535	10-092-CVR	500	6	63	22,80 -
	-	+	+	-		+							702563	15-090-CVR	500	6	122,85	22,80 -
	+	+	-	-		+							702566	16-405-CVR	500	6	157,60	22,80 -
Terreno IDMEM	+	+	+	25mM		+	-	-					702510	10-016-CVR	500	6	112,80	23,90 -
Terreno MEM	-	-	+			+			+				702546	15-010-CVR	500	6	101,05	24,80 -
Terreno MEM Alpha	+	+	+			+			+		+		702513	10-022-CVR	500	6	186,80	27 -
	-	+	+			+			+		-		702547	15-012-CVR	500	6	148,20	22,80 -
Terreno 199	+		+			+			+				702528	10-060-CVR	500	6	119,50	22,80 -
Terreno F-15 di	+												702525	10-045-CVR	500	6	175,55	24,80 -
Terreno nutritivo F-12K	+												702515	10-025-CVR	500	6	174,45	25,50 -
Terreno RPMI 1640	+		+	-		+						+	702519	10-040-CVR	500	6	51,20	22,80 -
	+		+	25mM		+						+	702523	10-041-CVR	500	6	78,90	22,80 -
	-		+	25mM		+						+	702561	15-041-CVR	500	6	157,70	24,50 -
	-		-	-		+						+	702568	17-105-CVR	500	6	141,90	23,90 -
	-												702559	15-040-CVR	500	6	61,30	22,80 -
	+		+			+							702524	10-043-CVR	500	6	166,45	23,90 -

### Setacci cellulari - Cell Strainers Falcon®



- Setacci cellulari sterili Falcon®
- Per applicazioni come la dissociazione di ammassi di cellule, la separazione di cellule ottenute da digestione enzimatica
- Si adattano perfettamente ai tubi da 50 ml Falcon®

Codice	Tipo setaccio	Sterile	Codice colore	Per tubi	Unità / cart.	Unità / cart.	€ PROMO
352350	Griglia nylon 70 µm	Sì	Bianco	50 ml	50	87,05	54 -
352340	Griglia nylon 40 µm	Sì	Blu	50 ml	50	87,05	54 -
352360	Griglia nylon 100 µm	Sì	Giallo	50 ml	50	87,05	54 -

### Pipettatore Controller Falcon®



- Leggero, design ergonomico per un comfort eccezionale
- Adatto alle pipette da 1 ml a 100 ml
- Schermo LCD per la visualizzazione rapida della spia di ricarica, della scelta della velocità
- Dotato con stand di ricarica, caricatore universale, 3 batterie, 2 filtri 0,2 µm e 2 filtri 0,45 µm

Codice	Descrizione	€	€ PROMO
357470	Pipettatore Controller Falcon®	290	178 -

#### ORDINI

Spese per gestione amministrativa: 20 Euro

#### TRASPORTO

Spese di trasporto/imballo di 30 Euro per ordini inferiori ai 250,00 Euro (IVA esclusa)

#### TRASPORTO REFRIGERATO

Contributo per spedizione refrigerata 35 Euro (IVA escl.)

#### CONSEGNA:

Massimo 10 giorni lavorativi (salvo non disponibilità a magazzino)

#### RESI:

Nel caso in cui il prodotto non corrisponda alle vostre esigenze, accettiamo il reso per la sostituzione (le spese di spedizione di 30,00 Euro per la gestione del

reso vi saranno addebitate) o effettueremo nota di accredito, previo accordo con l'agente di zona o l'ufficio commerciale, a condizione che la segnalazione avvenga entro 8 giorni dalla data di ricevimento del prodotto, in perfetto stato e con il suo imballaggio integro completo dei suoi accessori come in origine. Dopo tale termine l'azienda si riserva il diritto di NON accettare il reso o di addebitare una penale dell'importo di 15 Euro.

