



A DOMINIQUE DUTSCHER COMPANY

Promozione Micropipette

thermo scientific

Finnpipette valida dal 15 Aprile al 13 Dicembre 2019

Finnpipette F1

- ▶ Meccanismo di regolazione AVG: migliora la precisione, la ripetibilità e la durata delle Finnpipette
- ▶ Minor sforzo per il pipettaggio e l'espulsione
- ▶ Sistema "Blow out" che assicura un pipettaggio molto preciso in termini di micro-volumi

- ▶ Impugnatura orientabile a 120° per una posizione di pipettaggio e di espulsione ottimale e comoda
- ▶ Sistema di bloccaggio della regolazione del volume
- ▶ Regolazione del volume fluido e silenzioso
- ▶ Display ampio e chiaro



F1
Monocanale
variabile



INSERITE IL CODICE SU
BIOSIGMA.IT
PER VISUALIZZARE IL
VIDEO DEL PRODOTTO

FinnPipette F1 monocanale a volume variabile

Gamma volumi	Incremento (µl)	Cod. Colore	Puntali FinnTip	Codice	€	€/PROMO
0,2 - 2 µl	0,002 µl	Rosa	Flex 10, 10, 50 micro	050635N	411,96	170 -
1-10 µl	0,02	Giallo	Flex 200, 250 Univ.	050638N	411,96	170 -
2-20 µl	0,02	Giallo	Flex 200, 250 Univ.	050640N	411,96	170 -
5-50 µl	0,02 µl	Giallo	Flex 200, 250 Univ., 300, 200 Lungo	050693N	411,96	170 -
10-100 µl	0,2 µl	Giallo	Flex 200, 250 Univ., 300, 200 Lungo	050641N	411,96	170 -
20-200 µl	0,2 µl	Giallo	Flex 200, 250 Univ., 300, 200 Lungo	050642N	411,96	170 -
30-300 µl	1 µl	Arancione	Flex 300, 300	050643N	411,96	170 -
100-1000 µl	1 µl	Blu	Flex 1000, 1000, 1000 Lungo	050644N	411,96	170 -
0,5-5 ml	0,01 ml	Verde	5 ml	050645N	429,64	178 -
1-10 ml	0,02 ml	Rosso	10 ml	050646N	429,64	178 -

FinnPipette F1 multicanali

Num. canali	Vol. (µl)	Incremento (µl)	Cod. Colore	Puntali FinnTip	Codice	€	€/PROMO
8	1,0-10	0,02	Rosa	Flex 10, 10, 50 micro	050660N	1.079,52	476 -
8	5-50	0,1	Giallo	Flex 200, 250 Univ., 200 Lung.	050661N	1.079,52	476 -
8	10-100	0,2	Giallo	Flex 200, 250 Univ., 200 Lung.	050662N	1.079,52	476 -
8	30-300	1	Arancione	Flex 300, 300	050663N	1.079,52	476 -
12	1,0-10	0,02	Rosa	Flex 10, 10, 50 micro	050664N	1.219,56	538 -
12	5-50	0,1	Giallo	Flex 200, 250 Univ., 200 Lung.	050665N	1.219,56	538 -
12	10-100	0,2	Giallo	Flex 200, 250 Univ., 200 Lung.	050666N	1.219,56	538 -
12	30-300	1	Arancione	Flex 300, 300	050667N	1.219,56	538 -

Finnpipette elettroniche Novus



INSERITE IL CODICE SU
BIOSIGMA.IT
PER VISUALIZZARE IL
VIDEO DEL PRODOTTO

- ▶ Impugnatura perfettamente equilibrata
- ▶ Ampio display digitale, schermo illuminato, per una migliore visibilità delle funzioni rappresentate
- ▶ Visualizzazione immediata di tutti i parametri
- ▶ 10 funzioni di pipettaggio: diretto o inverso, diluizione, miscelazione, distribuzione a ripetizione o sequenziale
- ▶ 9 velocità di pipettaggio e distribuzione
- ▶ Programmabili secondo applicazioni dell'utente
- ▶ Ricalibrabili in laboratorio secondo il protocollo ISO 8655
- ▶ Monocanale e multicanali, Dotata di caricatore
- ▶ Espulsore del puntale con comando assistito che richiede una minima forza per l'espulsione dei puntali

Novus monocanale

Codice	Gamma volumi	Puntali FinnTip	€	€/PROMO
047717	1 - 10 µl	10 µl	871,50	458 -
047718	1 - 10 µl	250 µl Universale, 200 Lungo	871,50	458 -
047719	5 - 50 µl	50 µl	871,50	458 -
047720	5 - 50 µl	250 µl Universale, 200 Lungo	871,50	458 -
047721	10 - 100 µl	250 µl Universale, 200 Lungo	871,50	458 -
047722	30 - 300 µl	Flex 300 µl	871,50	458 -
047723	100 - 1000 µl	1000 µl	871,50	458 -
047724	0,5 - 5 ml	5 ml	871,50	458 -
047725	1 - 10 ml	10 ml	871,50	458 -

Novus multicanali

Canali	Gamma volumi	Cod. Colore	Puntali FinnTip	Codice	€	€/PROMO
8	1 - 10 µl	Rosa	10, 20, 50 µl	047263	1.418,06	745 -
12	1 - 10 µl	Rosa	10, 20, 50 µl	047264	1.605,68	844 -
8	5 - 50 µl	Giallo	250 µl	047265	1.418,06	745 -
12	5 - 50 µl	Giallo	250 µl	047266	1.605,68	844 -
8	30 - 300 µl	Arancione	Flex 300 µl	047267	1.418,06	745 -
12	30 - 300 µl	Arancione	Flex 300 µl	047268	1.605,68	844 -
16	5 - 50 µl	Turchese	50 µl	047269	1.862,66	979 -
8	100 - 1200 µl	Turchese	Flex 1200 µl	047766	1.418,06	745 -



BIOSIGMA srl A Dominique Dutscher company

Via Valletta, 6 30010 Cona -Ve- Italia Tel. 0426 30 22 25 Fax 0426 74 80 30

info@biosigmaeu.com | www.biosigma.it