



A DOMINIQUE DUTSCHER COMPANY

Promozione Micropipette

thermo scientific

Finnpipette valida fino al 15 Dicembre 2023

Finnpipette F1

- ▶ **Meccanismo di regolazione AVG:** migliora la precisione, la ripetibilità e la durata delle Finnpipette
- ▶ **Minor sforzo per il pipettaggio e l'espulsione**
- ▶ **Sistema "Blow out"** che assicura un pipettaggio molto preciso in termini di micro-volumi

- ▶ **Impugnatura orientabile a 120°** per una posizione di pipettaggio e di espulsione ottimale e comoda
- ▶ **Sistema di bloccaggio della regolazione del volume**
- ▶ **Regolazione del volume fluido e silenzioso**
- ▶ **Display ampio e chiaro**



F1 multicanali



F1 Monocanale variabile



INSERITE IL CODICE SU **BIOSIGMA.IT** PER VISUALIZZARE IL VIDEO DEL PRODOTTO

FinnPipette F1 monocanale a volume variabile

Gamma volumi	Incremento (µl)	Cod. Colore	Puntali FinnTip	Codice	€	€/ PROMO
0,2 - 2 µl	0,002	Rosa	Flex 10, 10, 50 micro	050635N	354	210 -
0,5 - 5 µl	0,01	Rosa	Flex 10, 10, 50 micro	050636N	354	210 -
1 - 10 µl (micro)	0,02	Rosa	Flex 10, 10, 50 micro	050637N	354	210 -
1-10 µl	0,02	Giallo	Flex 200, 250 Univ.	050638N	354	210 -
2 - 20 µl (micro)	0,02	Turchese	50 micro	050639N	354	210 -
2-20 µl	0,02	Giallo	Flex 200, 250 Univ.	050640N	354	210 -
5 - 50 µl (micro)	0,02	Turchese	50	050692N	354	210 -
5-50 µl	0,02	Giallo	Flex 200, 250 Univ., 300, 200 Lungo	050693N	354	210 -
10-100 µl	0,2	Giallo	Flex 200, 250 Univ., 300, 200 Lungo	050641N	354	210 -
20-200 µl	0,2	Giallo	Flex 200, 250 Univ., 300, 200 Lungo	050642N	354	210 -
30-300 µl	1	Arancione	Flex 300, 300	050643N	354	210 -
100-1000 µl	1 µ	Blu	Flex 1000, 1000, 1000 Lungo	050644N	354	210 -
0,5-5 ml	0,01 ml	Verde	5 ml	050645N	369	218 -
1-10 ml	0,02 ml	Rosso	10 ml	050646N	369	218 -

FinnPipette F1 multicanali

Num. canali	Vol. (µl)	Incremento (µl)	Cod. Colore	Puntali FinnTip	Codice	€	€/ PROMO
8	1,0-10	0,02	Rosa	Flex 10, 10, 50 micro	050660N	944	559 -
8	5-50	0,1	Giallo	Flex 200, 250 Univ., 200 Lung.	050661N	944	559 -
8	10-100	0,2	Giallo	Flex 200, 250 Univ., 200 Lung.	050662N	944	559 -
8	30-300	1	Arancione	Flex 300, 300	050663N	944	559 -
12	1,0-10	0,02	Rosa	Flex 10, 10, 50 micro	050664N	1.069	630 -
12	5-50	0,1	Giallo	Flex 200, 250 Univ., 200 Lung.	050665N	1.069	630 -
12	10-100	0,2	Giallo	Flex 200, 250 Univ., 200 Lung.	050666N	1.069	630 -
12	30-300	1	Arancione	Flex 300, 300	050667N	1.069	630 -

Finnpipette elettroniche Novus



INSERITE IL CODICE SU **BIOSIGMA.IT** PER VISUALIZZARE IL VIDEO DEL PRODOTTO

- ▶ **Impugnatura perfettamente equilibrata**
- ▶ **Ampio display digitale, schermo illuminato, per una migliore visibilità delle funzioni rappresentate**
- ▶ **Visualizzazione immediata di tutti i parametri**
- ▶ **10 funzioni di pipettaggio:** diretto o inverso, diluizione, miscelazione, distribuzione a ripetizione o sequenziale
- ▶ **9 velocità di pipettaggio e distribuzione**
- ▶ **Programmabili secondo applicazioni dell'utente**
- ▶ **Ricalibrabili in laboratorio secondo il protocollo ISO 8655**
- ▶ **Monocanale e multicanali, Dotata di caricatore**
- ▶ **Espulsore del puntale con comando assistito che richiede una minima forza per l'espulsione dei puntali**

Novus monocanale

Codice	Gamma volumi	Puntali FinnTip	€	€/ PROMO
047717	1 - 10 µl	10 µl	721	600 -
047718	1 - 10 µl	250 µl Universale, 200 Lungo	721	600 -
047719	5 - 50 µl	50 µl	721	600 -
047720	5 - 50 µl	250 µl Universale, 200 Lungo	721	600 -
047721	10 - 100 µl	250 µl Universale, 200 Lungo	721	600 -
047722	30 - 300 µl	Flex 300 µl	721	600 -
047723	100 - 1000 µl	1000 µl	721	600 -
047724	0,5 - 5 ml	5 ml	721	600 -
047725	1 - 10 ml	10 ml	721	600 -

Novus multicanali

Canali	Gamma volumi	Cod. Colore	Puntali FinnTip	Codice	€	€/ PROMO
8	1 - 10 µl	Rosa	10, 20, 50 µl	047263	1.175	978 -
12	1 - 10 µl	Rosa	10, 20, 50 µl	047264	1.331	1.109 -
8	5 - 50 µl	Giallo	250 µl	047265	1.175	978 -
12	5 - 50 µl	Giallo	250 µl	047266	1.331	1.109 -
8	30 - 300 µl	Arancio	Flex 300 µl	047267	1.175	978 -
12	30 - 300 µl	Arancio	Flex 300 µl	047268	1.331	1.109 -
16	5 - 50 µl	Turchese	50 µl	047269	1.543	1.285 -
8	100 - 1200 µl	Turchese	Flex 1200 µl	047766	1.175	978 -



BIOSIGMA S.p.A A Dominique Dutscher company

Via Valletta, 6 30010 Cona -Ve- Italia Tel. 0426 30 22 25 Fax 0426 74 80 30

info@biosigmaeu.com | www.biosigma.it