

## Come **ORDINARE**

### Microtubi CLEARLock™ in PP con chiusura di sicurezza

Codice	Colore	Volume (ml)	Unità/ Sacchetto	Unità di vendita
CL05.001.0500	neutro	0,5	sacchetto/500	500
CL15.002.0500	neutro	1,5	sacchetto/500	1000
CL20.002.0500	neutro	2,0	sacchetto/500	1000
CL50.002.0100	neutro	5,0	sacchetto/100	200

### Microtubi CLEARLock™ in PP con chiusura di sicurezza, in bulk

Codice	Colore	Volume (ml)	Unità/ Sacchetto	Unità di vendita
CL05.010.1000B	neutro	0,5	sacchetto/1000	10000
CL05.020.0500B	neutro	0,5	sacchetto/500	10000
CL15.010.1000B	neutro	1,5	sacchetto/1000	10000
CL15.020.0500B	neutro	1,5	sacchetto/500	10000
CL20.008.1000B	neutro	2,0	sacchetto/1000	8000
CL20.016.0500B	neutro	2,0	sacchetto/500	8000
CL50.006.0500B	neutro	5,0	sacchetto/500	3000
CL50.030.0100B	neutro	5,0	sacchetto/100	3000

### Microtubi CLEARLock™ in PP con chiusura di sicurezza, STERILI

Codice	Colore	Volume (ml)	Unità/ Sacchetto	Unità di vendita
CL05.050.0001S	neutro	0,5	singolo	50
CL15.100.0001S	neutro	1,5	singolo	100
CL20.100.0001S	neutro	2,0	singolo	100
CL50.050.0001S	neutro	5,0	singolo	50
CL50.010.0020S	neutro	5,0	sacchetto/20	200

I prodotti certificati come STERILI sono trattati a raggi beta con metodo validato per fornire un Livello di Assicurazione di Sterilità (SAL) di 10<sup>-6</sup>

 **Biosigma**

a Dominique Dutscher company

Via Valletta, 6 • 30010, Cona (Venice) Italy

Tel. 0426 302224

Fax 0426 748030

info@biosigmaeu.com

[www.biosigma.it](http://www.biosigma.it)

Part. IVA IT 03228440270

Il presente manuale in lingua inglese è scaricabile dal sito [www.biosigma.com](http://www.biosigma.com)

IT



**CLEARLock™**  
MICROTUBI


**CLEARLine®**  
"Be cool, be safe, be CLEARLine"



**MADE**inITALY



Microtubi in Polipropilene di grado medicale con chiusura di sicurezza. La sicurezza di una microprovetta con tappo a vite con la facilità d'uso di un tubo con tappo a scatto. I Microtubi per centrifuga CLEARLock™ Biosigma forniscono maggiore sicurezza durante la centrifugazione evitando aperture accidentali del tappo ed evaporazione, garantendo l'integrità del campione.



**Sistema di blocco**

**Chiusura**

### Destinazione d'uso

I Microtubi CLEARLock™ sono tubi per centrifuga monouso per gli usi quotidiani di laboratorio tra cui centrifugazione, bollitura, incubazione, congelamento e conservazione del campione. Marcato CE IVD in conformità alla Direttiva 98/79/CE e ss.mm.ii. : i Microtubi CLEARLock™ sono adatti per contenere campioni biologici per esami di laboratorio in vitro per scopi diagnostici.



Per soddisfare anche i requisiti più elevati nelle diverse applicazioni biotecnologiche, Biosigma S.r.l. offre una vasta gamma di articoli monouso da laboratorio con elevato grado di purezza. La purezza dei prodotti ClearLine® è garantita dal processo produttivo in ambiente a contaminazione controllata.

#### Biosigma S.r.l.

#### CERTIFICA

che i Microtubi ClearLine® sono completamente privi di:

- ▷ DNA umano
- ▷ PCR Inibitori
- ▷ DNasi
- ▷ RNasi
- ▷ Pirogeni
- ▷ ATP



#### Non citotossici - Non emolitici

Il materiale ha superato i test della Farmacopea degli Stati Uniti compresi i test di classe VI.

Il materiale ha superato con successo i test biologici secondo la norma ISO 10993 - dispositivi di comunicazione esterni per contatto indiretto con il sangue per un periodo prolungato.

Le analisi e la certificazione sono eseguite da un laboratorio esterno indipendente.

**Certificati per lotto scaricabili da:**  
[www.biosigma.com/certificate](http://www.biosigma.com/certificate)



- ▷ In Polipropilene di grado medicale
- ▷ Trasparenza ottimale
- ▷ Centrifugabili a:
  - 0.5 ml-1.5 ml-2.0 ml 17.500rpm - 30.000 xg
  - 5.0 ml 14.200 rpm - 21.000 xg
- ▷ Temperatura di utilizzo da -80 °C a +100 °C
- ▷ Autoclavabili aperti a +121 °C per 20 minuti
- ▷ Confezionati in sacchetti con zip, richiudibili
- ▷ Graduati, con area di scrittura
- ▷ Tappo con area di scrittura e perforabile
- ▷ Adatti per applicazioni in PCR e altre applicazioni di biologia molecolare
- ▷ I microtubi non devono essere utilizzati con azoto liquido
- ▷ Monouso
- ▷ I prodotti certificati come STERILI sono trattati a raggi beta con metodo validato per fornire un Livello di Assicurazione di Sterilità (SAL) di 10<sup>-6</sup>



Tappo scrivibile