

BIO SIGMA FOCUS

Mini Dry Bath portatile

Bagno a secco

Il bagno Mini Dry è portatile, compatto e conveniente. È utile per il riscaldamento rapido e uniforme di campioni biologici, per la conservazione e denaturazione degli acidi nucleici, delle proteine e in molte altre applicazioni.

Caratteristiche

- ▶ Leggero
- ▶ Display LCD indicante temperatura e tempo
- ▶ Calibrazione rapida
- ▶ Protezione da surriscaldamento
- ▶ Sono disponibili blocchi opzionali con capacità diverse
- ▶ Sicuro e stabile
- ▶ Interfaccia USB per salvare i dati
- ▶ Provvisto di coperchio riscaldante per preservare il calore generato



Codice	Descrizione	Unità di vendita
ABS600	Mini H100 Mini Dry bath portatile	1

Blocchi

Con l'acquisto di un bagno ABS600 **è incluso nella confezione un blocco a scelta**; specificare in fase di ordine il codice desiderato.

Accessori

Codice	Tipo di Blocco	Volume dei tubi	Numero di posizioni	Diametro x profondità
ABS601		0,2 ml	40	6,4 x 20 mm
ABS602		0,5 ml	24	6,2 x 28,4 mm
ABS603		1,5 ml	15	11,2 x 31 mm
ABS604		2 ml	15	11 x 31 mm
ABS605		5 ml	6	17 x 31 mm
ABS606		15 ml	4	16,4 x 45 mm
ABS607		50 ml	2	29 x 45 mm

Specifiche tecniche

Codice	ABS600
Modello	Mini H100
Gamma di temperature	25 - 100 °C
Accuratezza controllo temperatura	± 0,5 °C
Accuratezza controllo display	± 0,1 °C
Velocità di riscaldamento minimo (25 -100 °C)	20 min
Uniformità di temperatura [da 20 a 45 °C]	≤ 20 min
Max. incremento riscaldamento	6,5°C /min
Max. incremento raffreddamento	/
Impostazioni del timer	0-999 min/0-999 sec
Numero programmi in memoria	9 (2 livelli cu)
Calibrazione rapida	Si
Porta USB	Si
Codici di errori	Si
Temperatura di utilizzo	+10-40 °C
Umidità di utilizzo (%RH)	≤ 80
Tensione	100-240V, 50/60Hz
Potenza (w)	60
Dimensioni [PxLxA] (mm)	110x162x140
Peso (kg)	≤ 1



Biosigma S.r.l. Via Valletta, 6 - 30010, Cantarana di Cona (Venezia)

Tel. 0426 302225 • Fax. 0426 748030 • www.biosigma.it • info@biosigmaeu.com